



Institut für Labormedizin

Information zu den Abklärungen

Myelodysplastisches Syndrom (MDS)

Es werden die hämatopoetischen Vorläuferzellen und ihre Ausreifung in die neutrophile, monocytäre und erythroide Zellreihe immunphänotypisch untersucht. Vorgehen nach EuroFlow (2). Die Beurteilung des MDS erfolgt gemäss Ogata-Score (9).

Labor: Flowcytometrie

Methode: Durchflusszytometrie

Verfügbarkeit: Mo – Do 8.00 –17.00 Uhr

Fr und vor Feiertagen 8.00 –12.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 062 838 53 20)

Material: EDTA-Knochenmark, Vacutainer violett

Probenbehandlung: Bitte beachten Sie beim Probenversand, dass das Probenmaterial zum Zeitpunkt der Analyse nicht älter als 24 h sein darf; Raumtemperatur

Volumen: 4 ml

Nachbestellung: 12 h