



Umstellung Probenmaterial von Serum (Vacutainer gelb) auf Heparin-Plasma (Vacutainer grün)

Labor Flyer Nr. 03 / 2020

Folgende Analysenparameter werden neu aus Heparin-Plasma bestimmt:

Eisenstoffwechsel	Schilddrüse	Tumormarker	Sonstige Proteine
<ul style="list-style-type: none"> • Eisen • Transferrin • Ferritin • Löslicher Transferrinrezeptor 	<ul style="list-style-type: none"> • fT3 • fT4 • T3, gesamt • TSH 	<ul style="list-style-type: none"> • AFP • CA 125 • CA 15-3 • CA 19-9 • CA 72-4 • CEA • Beta-HCG 	<ul style="list-style-type: none"> • Cystatin C • Haptoglobin

Die Anpassungen sind auf dem neuen allgemeinen Auftragsformular (KSA 119 2.2020) berücksichtigt und im KISIM Order aktiv.

Bitte um Kenntnisnahme bei der Blutentnahme.

PD Dr. med. A. Hammerer-Lercher
Chefärztin / Institutsleiterin
Institut für Labormedizin

Dr. sc. nat. L. Bernasconi
Abteilungsleiter Chemie und Immunologie
Institut für Labormedizin